

Produktbeschreibung

Monopolar Koagulationselektroden

Single Use, Einweg-Elektroden

Sterile Einweg Elektroden mit 4 mm Schaft

- einzeln steril verpackt
- intraoperativ sofort einsetzbar
- 6-Kant-Verdrehschutz
- passen auf alle 4 mm Handgriffe



STERILE EO



Einweg Messerelektrode, Monopolar Koagulationselektrode, 25 mm x 3,3 mm,
Verpackungseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt

Länge	Bestell-Nr.	Preis/VE
25 mm	241-SUBH-KE425M	48,40



Einweg Nadelelektrode, Monopolar Koagulationselektrode, 23 mm x Ø 0,8 mm,
Verpackungseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt

Länge	Bestell-Nr.	Preis/VE
23 mm	241-SUBH-NE425M	48,40



Einweg Kugelelektrode, Monopolar Koagulationselektrode, Kugel Ø 4 mm,
Verpackungseinheit 20 Stück, steril, einzeln verpackt

Ø	Bestell-Nr.	Preis/VE
4 mm	241-SUBH-BE425M	48,40

Rabattstaffel; (Alle Preise in EUR, zzgl. gesetzl. MwSt., ab 10 VE versandkostenfrei)

Verpackungseinheiten	Stückzahl	Rabatt
3 VE	60	3 %
6 VE	120	5 %
30 VE	600	7 %
60 VE	1200	9 %