

F7805 – F7805P – F7805N

EINWEG NEUTRALELEKTRODEN FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE



FIAB Einweg-Neutralelektroden für die Elektrochirurgie mit festem Gel haben Eigenschaften wodurch diese bei elektrochirurgischen Operationen sehr zuverlässig sind. Die Sicherheit des Produkts wird gewährleistet durch eine große Kontaktfläche, sehr niedrige Impedanz, Gel-Kleber, eine gute Gel-Haltbarkeit und einem medizinischen Kleber der unerwünschtes Ablösen vermeidet. Verpackung in speziellen Aluminiumtaschen ermöglichen eine angemessene Haltbarkeit. Die Produkte sind latexfrei.

TECHNISCHE MERKMALE

MODELL - REF	F7805 <i>Erwachsene</i>	F7805P <i>Kinder</i>	F7805N <i>Neugeborene</i>
PATIENTENGEWICHT	≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg	<5 Kg
MATERIAL	Schaum: PE-Schaum Gel: Hydrogel (Polyacryl+Glycerin)		
ABMESSUNGEN	217 x 105 mm	150 x 105 mm	88 x74 mm
GESAMTOBERFLÄCHE	215 cm ²	129 cm ²	65 cm ²
AKTIVE OBERFLÄCHE	136 cm ²	82 cm ²	36 cm ²
ANSCHLUSS	einpölig mit Aluminiumzunge		
ABMESSUNGEN ANSCHLUSSZUNGE	Breite 23 mm – Länge 23 mm		<i>Breite 23 mm Länge 33 mm</i>
IMPEDANZ bei 200 kHz	<8 Ohm	<8 Ohm	<15,0 Ohm
MAX. TEMP:	<3,0 C° bei 700 mA	<4,0 C° bei 500 mA	<2,5 C° bei 350 mA
EINHALTUNG VON STANDARDS	Richtlinie 93/42/EEC. Medizinprodukt der Klasse IIb		
SICHERHEITSTANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1		

VERPACKUNG

PRIMÄRVERPACKUNG	Einzelverpackt in versiegeltem Aluminium- und Polyethylen (HDPE) Beutel - nicht steril	
VERKAUFVERPACKUNG	100 Stück im Karton	25 Stück im Karton
LAGERBEDINGUNGEN	Temperatur: +5°C bis +40°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%	Temperatur: +5°C bis +35°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%
ABLAUF	36 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum	

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:
© 2018 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH
Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland
www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80

52500954BR4M



Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati - all rights reserved
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.