

## F7820 – F7820P – F7820N

### EINWEG NEUTRALELEKTRODEN FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE Typ REM



FIAB Einweg-Neutralelektroden für die Elektrochirurgie mit festem Gel haben Eigenschaften wodurch diese bei elektrochirurgischen Operationen sehr zuverlässig sind. Die Sicherheit des Produkts wird gewährleistet durch eine große Kontaktfläche, sehr niedrige Impedanz, Gel-Kleber, eine gute Gel-Haltbarkeit und einem medizinischen Kleber der unerwünschtes Ablösen vermeidet. Die geteilte leitfähige Oberfläche ist geeignet für die Verbindung mit elektrochirurgischen Geräten mit REM-Funktion (Neutralelektroden-Kontrollsystem). Verpackung in speziellen Aluminiumtaschen ermöglichen eine angemessene Haltbarkeit. Die Produkte sind latexfrei.

#### TECHNISCHE MERKMALE

MODELL - REF	F7820 <i>Erwachsene</i>	F7820P <i>Kinder</i>	F7820N <i>Neugeborene</i>
PATIENTENGEWICHT	≥15 Kg	<15 Kg ≥5 Kg	<5 Kg
MATERIAL	Schaum: PE-Schaum Gel: Hydrogel (Polyacryl+Glycerin)		
ABMESSUNGEN	217 x 105 mm	150 x 105 mm	88 x 74 mm
GESAMTOBERFLÄCHE	215 cm <sup>2</sup>	129 cm <sup>2</sup>	65 cm <sup>2</sup>
AKTIVE OBERFLÄCHE	122 cm <sup>2</sup>	73 cm <sup>2</sup>	33 cm <sup>2</sup>
ANSCHLUSS	zweipolig mit Aluminiumzunge		
ABMESSUNGEN ANSCHLUSSZUNGE	Breite (jeweils) 10 mm – Länge 23 mm		Breite (jeweils) 10 mm – Länge 33 mm
IMPEDANZ bei 200 kHz	<8 Ohm	<8 Ohm	<17,0 Ohm
MAX. TEMP:	<3,0 C° bei 700 mA	<4,0 C° bei 500 mA	<2,5 C° bei 350 mA
EINHALTUNG VON STANDARDS	Richtlinie 93/42/EEC. Medizinprodukt der Klasse IIb		
SICHERHEITSTANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1		

#### VERPACKUNG

PRIMÄRVERPACKUNG	Einzel verpackt in versiegeltem Aluminium- und Polyethylen (HDPE) Beutel - nicht steril	
VERKAUFVERPACKUNG	100 Stück im Karton	25 Stück im Karton
LAGERBEDINGUNGEN	Temperatur: +5°C bis +40°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%	Temperatur: +5°C bis +35°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%
ABLAUF	36 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum	

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:  
© 2018 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



**NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH**  
Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland  
www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80

52500952BR40 - 2015/08



Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it \* tutti i diritti riservati - all rights reserved  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.