

HF-Kabel für Einmal-Neutralelektroden



Die Universal-Anschlusskabel haben eine zweipolige Klemme für die Verbindung mit Einmal-Neutralelektroden, die eine Verbindungslasche mit den Maßen 22-25mm haben. Verschiedene Anschlussstecker machen die Kabel kompatibel mit zahlreichen Elektrochirurgie-Geräten. Mit der am Kabel verstellbar angebrachten Klemme ist es möglich das Kabel z.B. am Abdecktuch zu befestigt. Latex frei.

TECHNISCHE MERKMALE

ANSCHLUSS FÜR MODELL		KOMPATIBEL ZU ELEKTROCHIRURGIE GERÄTEN	
<p style="text-align: center;">F7902</p>	Universalstecker 6,3 mm	Aesculap: TM, TM401 Alexandra: D205, E300, 500D 102/201, 2020/E, 202, MICRO180 ALSA: Alle MF100, MF360/A360, 380100, 180 Berchtold: Elektrotom 200, 390, 400, 540 Birtcher: 772, 773, 737, 737XL, 774 Bovie: Bovie CSV, URO, BS, 400/400 400SR, X10, X10L Burdick: U-7, SU-8 Cameron-Miller: 26-1290 Cobe: TS-403 Concept: 9600, 9700, 9800, 9900 Dolley: COBII 203T, 502, 503T, 505T Ems Davol: System 2000, 5000	Faset: Serie COBI Gps: Alle I Cuatro: Megeri1 Lamidey: Serie Subtilec: Alle Serie Surgilec: Alle Led: Alle Martin: Alle Neomed: Serie 3000, 3000A, 3002, 3006; 3010, 3020 Philips: TS-403 Ritter/Mdt: Solide State 400, 400B, 400SR Sidevan: Seb2 Soxil: BP 2000, X10 Thackray: T300S Torry: Lem 300 CST
<p style="text-align: center;">F7904</p>	Universalstecker 6,3 mm mit Spacer	Erbe: ACC, ICC, VIO, T	
<p style="text-align: center;">F7902/4</p>	Stecker Ø 4mm	Birtcher: 771 Eschmann: TD400, 411, 411S Kirto: 800-881 (Serie 76670) Valleylab: SSE2K, SSE3B, SSE4	
<p style="text-align: center;">F7902/24</p>	2 Stecker Ø 4mm	Eschmann: TD111, TD200, TD300, TD311, TD611, DS301 Siemens: D302, ELECTRASECT 3, DLP15, DS300 RADIOTOM 704, 611, 617, 619, 612, ES2	
<p style="text-align: center;">F7903</p>	Universalstecker Typ Valleylab	Aspenlabs: Excalibur Valleylab: Geräte mit REM Funktion Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe ACC International Erbe VIO International	
<p style="text-align: center;">F7903/F</p>	Valleylab Verbindung	Valleylab: Geräte ohne REM Funktion Bowa Conmed Erbe ICC International Erbe VIO International	

MATERIAL Verbindungs-Klemme	ABS und Messing vernickelt
KABELLÄNGE	500 cm
EINHALTUNG VON STANDARDS	Richtlinie 93/42/EEC. Medizinprodukt der Klasse I

VERPACKUNG

VERKAUFVERPACKUNG	Einzel verpackt in Polyethylenbeutel - NICHT STERIL
LAGERBEDINGUNGEN	Temperatur: 0°C bis +50°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%
ABLAUF	5 Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:
 © 2018 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH
 Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland
 www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80

52500340BR40

