

**Aktionszeitraum Januar 2021 bis Juli 2021**

**16%** **Rabatt für SiTec Pinzetten**  
auf den Listenpreis

**SiTec**



**Standard**

**12%** **Rabatt für Standard Pinzetten**  
auf den Listenpreis

**20%** **SiTec Pinzetten Austausch Rabatt**  
auf den Listenpreis

**Sie liefern uns Ihre defekte SiTec Pinzette zurück und wir geben 20% Rabatt auf die neue SiTec Pinzette.**

**Dieser Austausch-Rabatt gilt auch nach den Aktionszeitraum.**



weitere Informationen  
erhalten Sie auf der  
NeoMed Internet-Seite

> klicken Sie auf den QR-code



## Silber-Antihaftpinzetten

## Silver Non Stick Forceps

# SiTec

## Silber-Antihaftpinzetten

# SiTec

## Silver Non Stick Forceps



Die SiTec - Silberpinzette zeichnet sich durch ihre besondere Härte und Steifigkeit aus, was ein Verformen und Abnutzen der Pinzettenspitze erschwert. Zudem verfügt sie über hervorragende Wärmeleiteigenschaften, so dass das Anhaften von Gewebe während des operativen Einsatzes stark reduziert wird. Somit werden die Vorteile der Stahl- und der Silberpinzette in einem Instrument vereint.

Hier die Vorteile auf einen Blick:

- In allen gängigen Varianten erhältlich
- Spitze besteht aus Silber-Vollmaterial keine Silberbeschichtung
- Deutlich geringerer Verschleiß durch harte Spitzen
- Hervorragende Wärmeleiteigenschaften
- Reduzierte Gewebeanhaftungen
- Präzises Fassen und Koagulieren

Steifigkeit der SiTec-Silberpinzette im Vergleich:

Härte der Pinzettenspitze in HV 1

The SiTec - Silver Forceps are characterized by their extraordinary hardness and stiffness which reduce the tip's deformation and abrasion. Furthermore, the optimal thermal conductivity strongly diminishes the adhesion of tissue during surgery.


Thus, the advantages of steel forceps and silver forceps are combined in one instrument.

All advantages at a glance:

- All common models available
- Tip completely made out of silver not only a silver coating
- reduced abrasion due to hard tip
- Excellent thermal conductivity
- Less adhesion of tissue
- Precise grasping and coagulating

The hardness of the SiTec Silver Forceps in comparison:

Hardness of the tip in HV 1



weitere Informationen erhalten Sie auf der NeoMed Internet-Seite

> klicken Sie auf den QR-code

