


Produktbeschreibung

DaVinci-Korb aus Edelstahl

Siebkorb

Endoskopsiebkorb zum Schutz der empfindlichen Optik des DaVinci-Systems!




Der DaVinci-Korb ist die ideale Aufbereitungs-, Lagerungs- und Schutzlösung für die empfindliche Optik des DaVinci-Systems. Die Optik wird in die eigens dafür angefertigte Aufnahme gelegt und durch am Deckel befestigte Niederhalter während des gesamten Kreislaufs optimal gegen Verrutschen und Beschädigungen gesichert und fixiert. Der Deckel ist versehen mit einem Spezialdrehverschluß, der einfach zu bedienen und gegen Selbstöffnung gesichert ist.

Wie alle Endoskopsiebkörbe ist auch der DaVinci-Korb anwenderfreundlich konzipiert und schützt wirkungsvoll teures Instrumentarium.

Vorteile und Nutzen im Überblick

- Glatte Konturführung verhindert Beschädigungen des Verpackungsmaterials.
- Beste Reinigungseigenschaften durch reinigungsfreundliche Drahtkonstruktion.
- Optimal angepasste Aufnahme durch auswechselbare Silikonbänke und Niederhalter.
- Der Korb inklusive Halterungen ist RDG und sterilisierfähig.



Zum Schutz des Instrumentes ist die Okularhaltung besonders stabil konstruiert.

Darüber hinaus ist eine Führung für Lichtleiterkabel ebenfalls in dem Korb enthalten.