

Produktbeschreibung

Standard Glasfaser Lichtleitkabel

Die Vorteile unserer Standard-Lichtleitkabel

- hochwertiger Verbund-Silikonschlauch mit innenliegender Aluminium-Flachwendel und Gewebeeinlage.
- hohe Torsionsfestigkeit und Querdrukbeständigkeit
- Eine Isolationsbrücke, gewährleistet einen hohen Überspannungsschutz.
- auswechselbare Adapter an beiden Seiten, dadurch adaptierbar alle Lichtquellen, Endoskope und Instrumente.
- Die Farbe des Silikonschlauches ist grau.

autoklavierbar



zur Übersicht
Lichtleitkabel



Lichtleitkabel, Ø 3,5 mm; Schlauchfarbe: grau	
Länge	Bestell-Nr.
180 cm	175-01.3518.01
210 cm	175-01.3521.01
230 cm	175-01.3523.01
300 cm	175-01.3530.01
350 cm	175-01.3535.01
400 cm	175-01.3540.01

Lichtleitkabel, Ø 4,8 mm; Schlauchfarbe: grau	
Länge	Bestell-Nr.
180 cm	175-01.4818.01
230 cm	175-01.4823.01
250 cm	175-01.4825.01
300 cm	175-01.4830.01
350 cm	175-01.4835.01
400 cm	175-01.4840.01
500 cm	175-01.4850.01

Adapter, Lichtquellenseite	
für Lichtquellen mit Anschluss	Bestell-Nr.
 NeoMed / Storz / Aesculap / Smith&Nephew	Z4.405
 Wolf / HSW / Dyonics / Medicon	Z4.406
 Olympus / ACM/BS / Stryker	Z4.414

Adapter, Endoskopseite	
für Endoskope / Instrumente mit Anschluss	Bestell-Nr.
 NeoMed / Storz / Olympus / Aesculap / Arthrex	Z4.409
 NeoMed / Wolf / HSW / Dyonics / Arthrex	Z4.419
 NeoMed / ACM/BS	Z4.418
 Endoskope mit Gewinde M10x0,5	Z4.495