

Produktbeschreibung

Laryngoskop Spatel Macintosh

zum einmaligen Gebrauch an einem Patienten

Einmal Laryngoskop Spatel Macintosh

- hochwertiger anatomischer Spatel in Metallausführung
- Spatelform/Figur Macintosh
- Faseroptische Lichtübertragung
- brillante Lichtstärke durch Acryllichtleiter



Einmal Laryngoskop Spatel, Macintosh
Verpackungseinheit 25 Stück, einzeln verpackt, nicht steril

Form / Figur	Nutzlänge	Bestell-Nr.
Macintosh Größe 3	113 mm	241-MC3-404-633
Macintosh Größe 4	140 mm	241-MCC-404-634

Vorteile:

- Kostenoptimierung durch Einsparung der Reinigung + Desinfektion
- Vermeidung von Kreuzkontamination



Leuchthandgriff für Laryngoskopspatel

- LED Lichthandgriff, Kaltlichttechnologie
- geriffelter Griff mit guter Haptik
- wiederverwendbar, autoklavierbar

Bestell-Nr. 241-505-208