

Produktbeschreibung

Macintosh Laryngoskop Combo

zum Einmaligen Gebrauch an einem Patienten

Einmal Laryngoskop, komplett mit Spatel und Griff

- hochwertiger anatomischer Spatel in Metallausführung
- Spatelform Macintosh oder Miller, mit angebautem Griff
- farblich codierte Größen zur einfachen Identifizierung
- Faseroptische Lichtübertragung
- brillante Lichtstärke durch Acryllichtleiter
- LED Lichthandgriff, Kaltlichttechnologie
- integrierte Micro Batterie
- stabiler Aluminiumgriff mit guter Haptik
- leichtgewichtig
- optimiertes Recycling
- einfaches und schnelles Trennen des LED-Batterie-Modules zur sortenreinen Entsorgung der Einzelkomponenten



Einmal Laryngoskop Spatel mit Handgriff, integrierte LED-Lichtquelle und Batterie.
Verpackungseinheit 15 Stück, einzeln verpackt, nicht steril, klinisch reines Produkt

Form / Figur	Kennfarbe	Nutzlänge	Bestell-Nr.
Macintosh Größe 3	blau	110 mm	241-MCC3-404-6637
Macintosh Größe 4	schwarz	137 mm	241-MCC4-404-6647

Es ist auch möglich weitere Formen aus der Serie Macintosh oder Miller in unterschiedlichen Größen zu liefern. Bitte fragen Sie uns.



Vorteile:

- Kostensoptimierung durch Einsparung der Reinigung + Desinfektion
- Vermeidung von Kreuzkontamination
- keine Montage notwendig, sofort einsatzbereit
- Zeitersparnis in der Anwendung „all in one“