

# Produktbeschreibung

## Monopolar Koagulationselektroden

### Single Use, Einweg-Elektroden

#### Sterile Einweg Messer-, Spatel-Elektroden mit 4 mm Schaft

- einzeln steril verpackt
- intraoperativ sofort einsetzbar
- 6-Kant-Verdrehschutz
- passen auf alle 4 mm Handgriffe



Einweg Messerelektrode, Monopolar Koagulationselektrode,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Elektrodenblatt, gerade

Bestell-Nr.

25 mm x 3,3 mm

241-SUBH-KE425M



Einweg Spatelektrode, Monopolar Koagulationselektrode,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Elektrodenblatt, abgewinkelt

Bestell-Nr.

17 mm x 1,4 mm

241-SUBH-42A7378



Einweg Messerelektrode, **lang**, Monopolar Koagulationselektrode, isolierte Schaftlänge 100 mm,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Elektrodenblatt, gerade

Bestell-Nr.

20 mm x 2,4 mm

241-SUBH-KE4200



Einweg Messerelektrode, **lang**, Monopolar Koagulationselektrode, isolierte Schaftlänge 100 mm,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Elektrodenblatt, **abgewinkelt**

Bestell-Nr.

12 mm x 2,4 mm

241-SUBH-KE4201

# Produktbeschreibung

## Monopolar Koagulationselektroden

### Single Use, Einweg-Elektroden

Sterile Einweg Nadel-Elektroden mit 4 mm Schaft



Einweg Nadelelektrode, Monopolar Koagulationselektrode,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt  
(Dies ist das gleiche Produkt wie die frühere Artikel-Nr. 241-SUBH-NE425M)

Elektrodennadel, gerade

Bestell-Nr.

23 mm x Ø 0,8 mm

241-SU-02EU-1007-A



Einweg Nadelelektrode, **lang**, Monopolar Koagulationselektrode, isolierte Schaftlänge 100 mm,  
Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Elektrodennadel, gerade

Bestell-Nr.

ca 20 mm x Ø 0,8 mm

241-SUBH-NE4100

# Produktbeschreibung

## Monopolar Koagulationselektroden

### Single Use, Einweg-Elektroden

#### Sterile Einweg Kugel-Elektroden mit 4 mm Schaft



Einweg Kugelelektrode, Monopolar Koagulationselektrode, Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Kugel-Ø

Bestell-Nr.

4 mm

241-SUBH-BE425M



Einweg Kugelelektrode, **lang**, Monopolar Koagulationselektrode, isolierte Schaftlänge 100 mm, Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Kugel-Ø

Bestell-Nr.

4 mm

241-SUBH-BE4300



Einweg Kugelelektrode, **lang**, Monopolar Koagulationselektrode, isolierte Schaftlänge 100 mm, Verpackungseinheit 25 Stück, steril, einzeln verpackt

Kugel-Ø

Bestell-Nr.

10 mm

241-SU-02EU-1015-A

# Produktbeschreibung

## Monopolar Koagulationselektroden

### Single Use, Einweg-Elektroden

#### Zubehör für HF-Elektroden

Wiederverwendbare HF-Handgriffe, zur Verwendung mit Einweg HF-Elektroden.



HF Elektrodenhandgriff, evoline, mit 2 Tasten, für 4 mm Schaft-Elektroden, mit integriertem Kabel. Kabellänge 5 m

Stecker Geräteseite	Bestell-Nr.
Erbe ICC/ACC/VIO	182-92747
international, 3-pin Stecker	182-92745

#### Single Use Neutralelektroden



Einweg Neutralelektrode, selbstkelbend, ungeteilte Elektrodenfläche, VE 25 Stk.

Fläche	Bestell-Nr.
217 x 105 mm, für Erwachsene	257-F7805
150 x 105 mm, für Kinder	257-F7805P

Einweg Neutralelektrode, selbstkelbend, geteilte Elektrodenfläche, VE 25 Stk.

Fläche	Bestell-Nr.
217 x 105 mm, für Erwachsene	257-F7820
150 x 105 mm, für Kinder	257-F7820P