



Elektrochirurgie

Teilbereich: Dentalelektroden


Dentalelektroden

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
 Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
 Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
 Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



Artikel-Nr. item code	404-0
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode
Maße dimensions	Ø 3 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	405-0
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode
Maße dimensions	Ø 5 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	406-0
Beschreibung description	Drahtschlingenelektrode Wire loop electrode
Maße dimensions	Ø 8 mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp




Artikel-Nr. item code	401-0
Beschreibung description	Nadelelektrode Needle electrode
Maße dimensions	0,2mm
VPE unit	5
Umax	4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
 Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
 Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
 Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



Artikel-Nr. item code	402-0
Beschreibung description	Nadelelektrode abgewinkelt Needle electrode angular
Maße dimensions	Ø 0,2 mm
VPE unit	1
U _{max}	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	416-0
Beschreibung description	Koagulationsnadelelektrode Coagulation needle electrode
Maße dimensions	Ø 1,5 mm
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	417-0
Beschreibung description	Kugelelektrode, abgewinkelt Ball electrode, angular
Maße dimensions	Ø 1,7 mm
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp




Artikel-Nr. item code	417-1
Beschreibung description	Kugelelektrode, Ball electrode
Maße dimensions	Ø 1,7 mm
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp

· Für HF- und RF-Generatoren geeignet
 Applicable for HF- and RF-generators

· Wiederverwendbar
 Reusable

· Autoklavierbar (134° C)
 Autoclavable (134° C)

Ø 1,6 mm



Artikel-Nr. item code	418-0
Beschreibung description	Kugelelektrode abgewinkelt Ball electrode angular
Maße dimensions	Ø 3 mm
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	418-1
Beschreibung description	Kugelelektrode Ball electrode
Maße dimensions	Ø 3 mm
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp



Artikel-Nr. item code	419-0
Beschreibung description	Koagulations - und Fulgurationselektrode Coagulation - and Fulgurationelectrode
Maße dimensions	
VPE unit	5
U _{max}	4,3 kVp