

F4797SE

STERILER EINWEGHANDGRIFF MIT RAUCHGASABSAUGUNG FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE



FIAB Einweg-Elektrochirurgie-Handgriffe mit Rauchabsaugsystem haben Eigenschaften, die sie in der Elektrochirurgie äußerst zuverlässig machen.

Das sechseckige Verriegelungssystem verhindert, dass sich die Elektrode während des Gebrauchs dreht.

Das integrierte Rauchabsaugsystem ermöglicht das Schneiden und Koagulieren, sowie Rauchgasabsaugung in einem einzigen Gerät.

Gesundheitsschädliche Dämpfe für das Personal im OP werden deutlich reduziert.

Der "Y"-Anschluss ermöglicht, dass das HF-Kabel im Saugschlauch zum Handgriff geführt wird, dadurch wird die Handhabung des Systemes vereinfacht.

Der Handgriff wird mit zwei Saugrohren und zwei unterschiedlich langen Messerelektroden geliefert. Die beiden Saugrohre mit Schraubanschluss sind einfach austauschbar.

Die Taster für die "CUT" und "COAG" Funktion gewährleisten die sichere Aktivierung. Der Saugschlauch mit 22 mm-Anschluss und der universelle Stecker für internationale Geräte (z.B. Valleylab) machen den HF-Chirurgie Handgriff kompatibel mit den meisten elektrochirurgischen Generatoren und Vakuumpumpen.

TECHNISCHE MERKMALE

BESCHREIBUNG	<i>Einweghandgriff mit Rauchgasabsaugung passend zu 2,4 mm HF-Elektroden, manuelle Steuerung für Schneiden und Koagulieren</i>
MATERIAL	Hitzebeständiger Kunststoff Latexfrei
HANDGRIFFLÄNGE	170mm
ANSCHLUSSKABEL	<i>hochflexibler, 300 cm ± 5%</i>
ASPIRATIONSROHR	<i>hochflexibles Wellrohr, 300 cm ± 5%</i>
KANÜLE / Saugrohr	Zwei Kanülen mit Schraubanschluss, Ø10mm: Längen 37 mm (20 mm Arbeitslänge) / 122 mm (105 mm Arbeitslänge)
ANSCHLUSS	Valleylab, dreipolig, universal, / Saugrohr: universal Ø 22mm
ELEKTRODE	Zwei Einweg Messerelektroden, Edelstahl, auswechselbar, Längen 70 mm und 155 mm

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie
Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:
© 2019 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH
Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland
www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80

STERILISATION	<i>Ethylenoxid</i>
GEWICHT	160g
NORMEN	EN60601-1, EN 60601-2-2
RICHTLINIEN	Richtlinie 93/42/EWG. Gerät der Klasse IIb
VERPACKUNG	
PRIMÄR - VERPACKUNG	Einzel steril verpackt
VERKAUFS - EINHEIT	10 Stück im Karton
LAGERBEDINGUNGEN	<i>Temperatur 0 °C - 50 ° C - Relative Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%</i>
HALTBARKEIT	<i>48 Monate ab Herstellungsdatum</i>

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie
Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:
© 2019 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH
Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland
www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80