

F7305 – F7320

EINWEG NEUTRALELEKTRODEN FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE

F7305
F7320


FIAB Einweg-Neutralelektroden für die Elektrochirurgie mit festem Gel haben Eigenschaften wodurch diese bei elektrochirurgischen Operationen sehr zuverlässig sind. Die Sicherheit des Produkts wird gewährleistet durch eine große Kontaktfläche, sehr niedrige Impedanz, Gel-Kleber, eine gute Gel-Haltbarkeit und einem medizinischen Kleber der unerwünschtes Ablösen vermeidet. Verpackung in speziellen Aluminiumtaschen ermöglichen eine angemessene Haltbarkeit. Die Produkte sind latexfrei.

TECHNISCHE MERKMALE

MODELL - REF	F7305	F7320
MATERIAL	Schaum: PE-Schaum Gel: Hydrogel	
ABMESSUNGEN	164 x 117 mm	
GESAMTOBERFLÄCHE	165 cm ²	
AKTIVE OBERFLÄCHE	114 cm ²	107 cm ²
ANSCHLUSS	<i>einpolig mit Aluminiumzunge</i>	<i>zweipolig mit Aluminiumzunge</i>
ABMESSUNGEN ANSCHLUSSZUNGE	Breite 23 mm – Länge 20 mm	
IMPEDANZ bei 500 kHz	<2 Ohm	
MAX. TEMP:	<3,5 C° bei 700 mA	
EINHALTUNG VON STANDARDS	<i>Richtlinie 93/42/EEC. Medizinprodukt der Klasse IIb</i>	
SICHERHEITSSTANDARDS	EN 60601-2-2, EN ISO 10993-1	

VERPACKUNG

PRIMÄRVERPACKUNG	Einzel verpackt in versiegeltem Aluminium- und Polyethylen (HDPE) Beutel - nicht steril
VERKAUFVERPACKUNG	100 Stück im Karton
LAGERBEDINGUNGEN	Temperatur: +5°C bis +40°C Relative Luftfeuchte: 20 - 80%
ABLAUF	36 Monate ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum

Vertrieb der Produkte in Deutschland und Österreich sowie Übersetzung des Datenblattes mit Zustimmung von FIAB:
© 2018 NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH



NeoMed Medizin Vertrieb + Logistik GmbH
Am Stollen 1, 79261 Gutach im Breisgau, Deutschland
www.neomed.de Tel. +49 (0)76 85 91 88 80

52502190BR4A



Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it * tutti i diritti riservati-all rights reserved
Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.