


Elektrochirurgie

Teilbereich: HF-Geräte

HF-Geräte



- Zur Prüfung von elektrochirurgischem Zubehör
For testing of electro-surgical accessories
- Anschlüsse für Zubehör von gängigen Herstellern
Connectors for accessories of established manufacturers
- Einfache und sichere Handhabung
Simple and safe handling

Artikel-Nr. item code	92900
Beschreibung description	Gerät für Funktionstests von HF-Kabel, HF-Handgriffen und Neutralelektrodekabeln Device for functional testing of HF-cables, HF-handles and neutral electrode cables



Funktionsbeschreibung functional description	Gerät mit 5 verschiedenen Prüfbereichen Device with 5 different testing areas
1	Prüfbereich für monopolare Kabel Testing area for monopolar cables
2	Prüfbereich für monopolare Handgriffe Testing area for monopolar pencils
3	Prüfbereiche zur Isolationsprüfung von Instrumenten Testing area for monopolar cables
4	Prüfbereich für bipolare Kabel Testing area for bipolar cables
5	Prüfbereich für Neutralelektrodenkabel Testing area for connecting cables of neutral electrodes

- Elektrodencontainer zur Aufbewahrung von Elektroden während der Sterilisation und zur Lagerung
- Electrode container for the safe keeping of electrodes during sterilization and for storage



Artikel-Nr. item code	92500	
Maße dimensions	Ø 10 cm	10 cm
Beschreibung description	Elektrodencontainer aus Edelstahl, für Elektroden mit 4 mm-Schaft Stainless steel electrode container, for electrodes with 4 mm diameter	
VPE unit	1	
Kapazität Capacity	16 Elektroden/Electrodes	



Artikel-Nr. item code	92502	
Maße dimensions	Ø 10 cm	10 cm
Beschreibung description	Elektrodencontainer aus Edelstahl, für Elektroden mit 4 mm-Schaft Stainless steel electrode container, for electrodes with 4 mm diameter	
VPE unit	1	
Kapazität Capacity	8 Elektroden/Electrodes	